





# Vision Slide Viewer

Software zum Betrachten digitaler Objektträger



Einzigartige **Software** für klinische, pathologische und biowissenschaftliche Laboratorien

[www.wm-vision.com](http://www.wm-vision.com)



## Schnelle und Anwenderfreundliche Ansicht von digitalen Objektträgern

---

✓ **Einfache Installation**

Simpler und übersichtlicher Installationsprozess

✓ **Multiansicht**

Mehrfaches Ansehen von digitalen Objektträgern

✓ **Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche**

Der gesamte Bildschirm kann für die Ansicht digitaler Objektträger verwendet werden

✓ **Integration mit Pathoview**

Integration der Vision Onlinelösung für Telemedizin und Konsultation

# Kostenfreier Zugang für labormedizinisches Fachpersonal

## Verschiedene Dateiformate – eine Applikation

Vision Slide Viewer unterstützt die wichtigsten Dateiformate für digitale Objektträger



**West Medica**  
(.tiff)



**3DHISTECH**  
(.mrxs)



**Leica**  
(.svs)



**Hamamatsu**  
(.ndpi)



**Philips**  
(.isyntax)



**DICOM**  
(.dcm)


## Ansicht der Objektträger

Anzeigen der Bilder aus der Ordnerstruktur




## Nur Speichern was wirklich benötigt wird

Durch Cop-Function können ausgewählte Bereiche eines digitalen Objektträgers als Separater abgespeichert werden



## Mehrfachansicht

Anzeigen verschiedener digitaler Objektträger in einem Fenster




## Speichern im erforderlichen Dateiformat

Einfaches Konvertieren in das bevorzugte Dateiformat



## Anmerkungen erstellen

Hinzufügen von Bemerkungen, Anmerkungen und Notizen mit Bereichsselektion



# Teilen digitaler Objektträger und **Konsultation** unter Spezialisten in Pathoview

[www.pathoview.com](http://www.pathoview.com)

**Pathoview** — Persönliche Onlinelösung zum Speichern digitaler Objektträger. Durch einfaches Hochladen und Speichern der digitalen Objektträger sind diese jederzeit verfügbar und können geteilt sowie konsultiert werden.


## Vision Slide Viewer und Pathoview Integration

Simplem hinzufügen der Kontodaten eines Pathoview-Accounts in den Einstellungen der Vision Slide Viewer Applikation. Anschließend können digitale Objektträger mit nur einem Mausklick in die Pathoview Onlinelösung hochgeladen und mit Spezialisten geteilt und konsultiert werden.



01

Hochladen eines digitalen Objektträgers



02

Kopieren des Links und senden an Spezialisten

03

Geteilter Link kann von Spezialisten auf geräteunabhängigen Systemen angesehen werden: PC, Tablet, Handy



Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Spezifikationen zu ändern.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH  
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1  
2351 Wiener Neudorf, Austria  
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464  
vienna@westmedica.com, www.wm-vision.com

Offizieller Distributor